



- میزینیم **Exp.to TA** شده و روی گزینه **DSC/Temperature Graph** بعد از پایان تست و استپ برنامه وارد سر برگ



- با پسوند **Save As** پنجره ایی از اکسل باز می شود که حاوی داده ها و اطلاعات گراف می باشد در این حالت فایل باز شده را بعد از زدن گزینه ذخیره می کنیم **Text (Tab delimited)**



- باز کرده و آنالیزهای دلخواه خود را انجام دهید **TA** ساخته شده را می توانید در برنامه **Text** در انتها فایل